

AC-AR02

Arcos 2000 암



AC-AR02 암은 일반적인 병원 입원실에서 침상 위에 설치하도록 설계되었습니다. 이 위치에서 월박스 또는 천장 마운트에 고정시키고 필요할 때 침상에서 밖으로 돌려놓을 수 있습니다.

환자의 안전을 위한 설계:

특허를 획득한 고유한 안전 걸림 메커니즘을 채택하여 암이 더 많은 무게를 지탱할 수 있으며 아래로 내려가 부상을 일으키는 위험을 없앱니다.

기술 사양

AC-AR02

일반 사양	
컬러	Barco White
관절 힘 허용	< 30 N
도달	전체 길이 1,620 mm
높이	높이 조정 범위: 20° ~ -60°
커버	플라스틱 커버로 캐스팅하여 의료 기준에 맞게 세척 가능
회전	캐스팅 조인트 내 통합 회전 스톱
케이블 관리	케이블 설치 용이성을 극대화하는 통합 케이블 커버 케이블 전용 대형 내부 크로스 섹션
VESA	맞춤형 VESA 부착(75mm)
이동	수직 이동 시 완벽한 평행 가이드 어떤 방향으로나 쉽게 이동 암을 해체하지 않고도 쉽게 조정할 수 있는 가스 스프링
휴대 용량	4.0 -9.1 kg
암 중량	15.8 kg
기타	가스/오일 클러치 어셈블리 수직 스톱 특수 월 범프 스톱 최고급 베어링

작성일: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

