

AC-AR01

Arcos 1000 암



AC-AR01 마운팅 암은 일반적인 병원 입원실에서 침상 위에 설치하도록 설계되었습니다. 이 위치에서 월박스 또는 천장 마운트에 고정시키고 필요할 때 침상에서 밖으로 돌려놓을 수 있습니다.

편의성 극대화를 위한 조정 능력

이 암은 쉽게 조정이 가능하여 터미널의 터치스크린 인터페이스 사용 시 사용자에게 가장 편안한 위치를 제공합니다. 또한 조정식 맞춤형 가스 스프링과 통합해 9kg에 달하는 터미널을 지지할 수도 있습니다.

암은 특수 케이블 룬과 결합해 모든 각도에 걸쳐 테스트를 통과했으며 제품 수명 기간 동안 고장 없는 작동을 보장합니다.

기술 사양

AC-AR01

일반 사양	
컬러	Barco White
관절 힘 허용	< 30 N
도넛	총 길이 1,745 mm
높이	높이 조정 범위: 20° ~ -55°
커버	플라스틱 커버로 캐스팅하여 의료 기준에 맞게 세척 가능
회전	캐스팅 조인트 내 통합 회전 스톱
케이블 관리	케이블 설치 용이성을 극대화하는 통합 케이블 커버 케이블 전용 대형 내부 크로스 섹션
VESA	맞춤형 VESA 부착(75mm)
이동	수직 이동 시 완벽한 평행 가이드 어떤 방향으로나 쉽게 이동 암을 해체하지 않고도 쉽게 조정할 수 있는 가스 스프링
휴대 용량	4.0 -9.1 kg
암 중량	12.5kg
기타	가스/오일 클러치 어셈블리 수직 스톱 특수 월 범프 스톱 최고급 베어링

작성일: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

