

NRG-220

NexxisLive OR 원격 게이트웨이



NRG-220은 원격 공동 수술을 위해 NexxisLive를 사용할 때 OR과 원격 참가자를 연결하는 게이트웨이입니다. 이 기기는 수술실에서 비디오 스트림을 수집하여 클라우드 소프트웨어를 통해 전 세계의 원격 참가자에게 전송합니다.

NexxisLive를 설치할 수술실마다 NRG-220 1개가 필요합니다. 설치하고 나면 기기가 수명을 다할 때까지 물리적인 조정이 필요하지 않습니다. 수술실의 하드웨어에 미치는 영향 없이 클라우드를 통해 업데이트 및 새 기능을 설치할 수 있습니다.

수술실에 Nexxis OR-over-IP도 설치되어 있다면, NRG-220은 Barco의 MNA-420 어댑터를 통해 시스템에 연결할 수 있습니다.

기술 사양

NRG-220

일반 사양

높이	131.5mm(5.18인치)
너비	220mm(8.66인치)
깊이	305mm(12.01인치)
무게	5.6 kg(12.35 lbs)
전원	100V~ 240V~, 8A~4A, 50Hz/60Hz
전력 소비	최대 500W
소음도	주변 온도 25°C에서 최대 35db(A)
습도	5% ~ 80%(비응축)
작동 온도	0°C~40°C(32°F~104°F)
보관 온도	-20°C~60°C (-4°F~150°F)
비디오 입력	4x HDMI™ 1.4a Type A @ 1080p/60Hz(HDCP 지원)
비디오 출력	DisplayPort 1.2 2개 HDMI™ 2.0a 1개
오디오 입력	라인 입력/마이크 입력 1개 전압: 평균 1.5Vrms
오디오 출력	라인 출력 1개
USB	USB 3.1(Type A) 5개 USB 3.0(Type A) 2개 USB 3.1(Type C) 1개
네트워크 연결	Gbit 2개(Intel I219LM, Intel I211 AT)

작성일: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.