


# MGD 521M

数字 X 光乳房成像 5MP 医疗灰阶显示器



## 技术规格

## MGD 521M

### 一般规格

#### 显像管

- 面板传输: 32%
- 荧光体: P45

#### 光输出

- P45 校准: 400 Cd/m<sup>2</sup>; 115fl (更大 450 Cd/m<sup>2</sup>; 131fl 校准)
- 使用寿命: 全亮度 30,000 小时

#### 视频放大器

- 支持 550 Mhz 像素时钟
- 电子黑度稳定 <0.5%
- TRUEGREY® 和 TRUEWHITE® 电路

#### 扫描系统

- 横向频率: 160 - 200 kHz
- 纵向频率: 48 - 150 Hz

#### 活动区域

- 3:4 / 4:5 屏幕高宽比
- 300 x 400 毫米 / 304 x 380 毫米
- 11.8 x 15.7 英寸 / 12 x 15 英寸

#### 外部输入

- 视频输入连接器类型: BNC
- 终止: 50 (75) 欧姆
- 提供的输入端口: CS 或 HS 和 VS
- 输入连接器类型: BNC
- 终止: 75 欧姆
- 正面 X-Rite DTP92 连接器
- 1 个输入端口, 1 个输出端口, 9600 b, RS 232
- 子-D9 公/母连接器

生成于: 16 Mar 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn), 获取更新信息。