

ST-185C

환자 침상용 18.5" 스마트 터미널

- 침상에 있는 환자의 인포테이먼트를 위해 설계
- 부드러운 외형으로 디자인된 18.5" 와이드 스크린
- 무팬, 무소음 및 의료기기용

대형 형식 인포테이먼트의 벤치마킹

Barco의 18.5" 스마트 터미널은 특히 의료 부문에 맞게 설계된 이상적 크기의 일체형 터치 스크린 컴퓨터입니다. 2009 Design Week Awards의 최종 후보였던, 터미널은 환자 엔터테인먼트 및 의료 액세스 극대화를 위해 와이드 스크린의 고해상도 LCD를 제공합니다.

부드러운 외형의 디자인으로 인해 간편한 세척이 가능하고 항균 플라스틱 구조는 의료 분야에 적합합니다.

Barco 스마트 터미널이 좋은 이유

- 스마트 터미널은 고장률이 0.3% 미만으로 대단히 안정적입니다.
- 하드웨어, 소프트웨어 및 액세서리가 함께 호환되도록 설계되어 완벽한 통합을 보장합니다.
- 스마트 터미널은 15" ~ 18.5" 범위의 스크린 크기로 제공됩니다.
- 전 세계적으로 사용되고 있는 스마트 터미널의 수가 100,000개를 넘을 만큼 Barco는 대화식 환자 관리 분야를 주도하고 있습니다.

Barco 18.5" 스마트 터미널 기능:

- 모듈 내장형 초저전압 PC 플랫폼
- 무팬 및 무소음 설계
- 무선 연결
- 고급 TFT/터치스크린 사용자 인터페이스

- 방수 및 방진 설계
- LED 경고 표시기
- 고급 항균 및 방염 케이스 재질
- 카드 리더, 바코드 스캐너 및 마이크 등의 다양한 옵션

기술 사양

ST-185C

일반 사양

디스플레이	18.5" WXGA(1366 x 768)
백라이트	LED
CPU	Intel Atom Cedar Trail D2550 -1.86 GHz
시스템 칩 세트	Intel NM10
BIOS	AMI 16M비트 SPI UEFI BIOS
보관 용량	선택형 HDD: 320 GB 또는 선택형 SSD: 8, 16 또는 32GB
시스템 메모리	DDR3 1066 2GB 옵션: 4GB
운영체제	Linux Windows® 7 Embedded
연결성	LAN(1개) USB 2.0(4개) 헤드폰 잭(2개) 마이크 잭(1개) 핸드셋 커넥터 DVI-I 출력 프로그래밍 가능 GPIO 서비스 호출(옵션)
사용자 인터페이스	5와이어 저항 터치스크린 온스크린 키보드 멤브레인 키패드 On/Off 스위치 LED 호출 경고등
Webcam	통합형(프라이버시 셔터 포함) HD720P
오디오	2와트 통합형 스피커 2개 내장 마이크 경고/링 톤
의료 환경 고려 사항	항균 코팅 무편 냉각
인증	EN60950/UL60601, FCC-클래스 A, CE
컬러	Barco White
크기	456mm x 339mm x 67mm(핸드셋 미포함)
무게	5.5 kg
액세서리	
아날로그 핸드셋	표준
SCR 및 RFID 리더 결합	표준 (통합)
스마트 카드 리더	옵션: SCR 및 RFID 리더 결합
바코드 스캐너	옵션 2D, 통합형
WiFi	옵션 Mini PCIe 802.11b/g/n 무선 LAN 모듈(내부)
블루투스	옵션 USB Bluetooth 모듈(내부)
Service calls	옵션
USB TV 튜너 모듈	옵션: ATSC 또는 DVB(벽 상자에 장착)

작성일: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.