


MediCal QAWeb

Онлайновая служба контроля качества PACS-дисплеев в медучреждениях



MediCal QAWeb — это первая в отрасли онлайновая служба для высокоуровневого контроля качества. Благодаря комплексности и надежности данной службы гарантируется постоянное высокое качество изображения и безотказная работа всех систем отображения PACS в учреждении. Система совместима с диагностическими и медицинскими дисплеями Varco, а также с дисплеями других производителей.

- Калибровка по DICOM
- автоматизированный контроль качества
- управление ресурсами отображения
- устранение проблем
- отчетность

Преимущества MediCal QAWeb:

- Высококачественные изображения и калибровка и контроль качества без участия пользователя.
- Гибкие, с учетом доступного бюджета, варианты обслуживания, которые гарантируют максимальное время безотказной работы рабочей станции.
- Упреждающие уведомления о проблемах качества.

- Простое выполнение местных нормативов по контролю качества.
- Распространение стандартных отчетов и настраиваемая отчетность.

Для руководителей радиологических отделений и администраторов PACS-систем:

- максимальная доступность всех рабочих станций;
- высокая достоверность диагностики;
- легкость соблюдения требований медицинских стандартов;
- сверхбыстрое выявление проблем и автоматические корректирующие действия;
- Оптимальное управление ресурсами контроль бюджета отовсюду и в любой момент:
- полный контроль расходов благодаря простым отчетам по бюджету;
- минимальная стоимость владения.

Для руководителей ИТ-служб

- надежное, бесперебойное обслуживание всех PACS-дисплеев;
- централизованное управление с минимальными усилиями;
- быстрая настройка с автоматической калибровкой и контролем качества;
- уведомления о возможных проблемах;
- самое большое полезное время благодаря возможностям удаленной работы как с рабочего места, так и отовсюду через Интернет;
- легкость обеспечения соблюдения требований принятых во всем мире рекомендаций (AAPM, JCAHO,...);
- ежемесячные отчеты об эксплуатации системы в вашем почтовом ящике.

Для технологов по контролю качества

- Централизованная проверка калибровки и контроль качества
- Калибровка и контроль качества без внешнего вмешательства и прерывания работы радиологов
- Быстрое выявление неполадок и принятие необходимых корректирующих мер
- Простое внедрение правил контроля качества
- Полный контроль, без каких-либо неожиданностей
- Обобщенные и подробные отчеты

Для медицинских физиков

- Легкость обеспечения соблюдения требований принятых во всем мире рекомендаций
- Автоматическая калибровка по DICOM
- Централизованное управление всеми параметрами калибровки
- Настраиваемое централизованное управление политикой контроля качества с применением определенных тестов, частот, допусков и т.д.
- Подробные отчеты по данным журнала для анализа тенденций

Для радиологов

- 100%-ая уверенность в диагностическом оборудовании
- Самое высокое полезное время за счет быстрого выявления проблем и удаленной технической поддержки
- Непрерывная калибровка
- Незаметный контроль качества
- Принятые во всем мире отчеты о соблюдении нормативных требований

Уже зарегистрированы? Нажмите здесь, чтобы войти в MediCal QAWeb.