
# **AMM 215WTD**

## 全高清 21.5 英寸手术显示器





- 体积小巧,适合胃肠道内窥镜检 查或结肠镜检查的常规筛查程序
- 高品质、高性价比
- 抗菌 Seolforbio 技术™

#### 紧凑尺寸,卓越品质

AMM 215WTD 具有紧凑的 21.5 英寸尺寸和高像素密度,是内窥镜相机的完美搭配。该手术显示器具有真正的 10 位实时处理、运动自适应 SD 和 HD 去隔行、先进的 3D 降噪和精确的色彩数据再现功能,满足最高的图像质量标准。

#### 全面的连通性

AMM 215WTD 支持多种输入类型,包括 VGA、DVI、复合和 S-Video、RGB、分量、HD/SD SDI。

#### 安全保障

21.5 英寸外科手术显示器采用专有的抗菌 Seolforbio 技术™,可防止液晶显示屏上滋生细菌和产生异味。这种注塑技术使 AMM 215WTD 符合 ISO22196 抗菌处理塑料的抗菌活性标准。

- 高品质高分辨率液晶显示屏
- 节能 LED 背光
- 支持大范围的输入
- 密封设计,满足 IP23 要求
- 抗菌 Seolforbio 技术™
- 可安装的臂,符合 VESA 标准
- 逐个画面模式,可独立调整
- 保护过滤器
- 直流供电
- 直观的旋转控制



#### 技术规格 AMM 215WTD

一般规格	
Screen technology	TFT AM LCD / LED 背光
Active screen size (diagonal)	21.46 英寸(545.2 毫米)
Active screen size (H x V)	475×267毫米 (18.7×10.5 英寸)
Aspect ratio	16:9
Resolution	1920x1080
Pixel pitch	0.2475 毫米
Color support	1670万
Viewing angle	178°
Luminance	250 烛光/平方米
Contrast ratio	1000:1
Video inputs	2xDVI-I、VGA、RGBS / YPbPr、S-video、复合视频、3G-SDI
Video outputs	SDI/S-video/复合视频, RGBS/YPbPr
External power supply	交流 100~240V 50-60Hz,2.0A 直流 13V,6.92A
Power consumption	50 瓦
Dimensions (W x H x D)	662×630×232毫米(带包装)
Net weight	监视器: 约 5.46 千克; 交流适配器: 720 克
Mounting standard	VESA (100 x 100 毫米)
Screen protection	双面防反射 PMMA 保护罩
Operating temperature	32°至95°F (0°至35°C)
Storage temperature	-4° ~ 140°F (-20° ~ 60°C)
Operating humidity	20%~80%,非冷凝
Storage humidity	10%~85%,非冷凝
Certification and compliance	FDA 和 EC: 内窥镜和外科成像(I 类)安全: UL(UL60601-1)、cUL(CAN/CSA-C22.2 No.6011-M90)、CE(EN60601- 1)、AS/NZS 3200-1-0。CCC(GB4943-2001)、CB-ITE(IEC60950-1)、IP23 合规 EMC: FCC(部分 B 类)、CE(EN60601-1-2)、AS/NZS 3200-1-2、VCCI(B 类)、CCC(GB9254、GB17625.1)
Warranty	2年

### 生成于: 03 Feb 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可,禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新,信息和技术规格如有变更,恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。

