

MediCal QAWeb Mobile

平板电脑的视频校准和质量保证



- 随时可用的质量保证和校准系统
- 用于在您的移动设备上呈现 DICOM 图像
- 通过内置可视化信心测试系统

快速校准和质量保证 MediCal QAWeb Mobile 可以在移动设备上运行可视化校准和动态质量保证。效果如何？在任何移动平板电脑上呈现和验证 DICOM-质量影像。

随时随地提供精确影像 QAWeb Mobile 可以为医疗专家提供更为精确的影像和无与伦比的信心。如果与经过授权*的查看应用程序一起使用，QAWeb Mobile 即使在工作站不可用的情况下也可以提供诊断读数。

快速的应用程序开发该质量保证和校准工具便于使用，可以让业务合作伙伴集中精力关注它们的核心业务，腾出更多的时间和资源用于产品开发。此外，QAWeb Mobile 的方法由美国食品药品监督管理局的主文件涵盖说明，可以促进移动查看应用程序更加快速的开发。参考美国食品药品监督管理局的主文件将可以极大地减少为了获得其批准在法规方面需要做出的努力。

尝试它！

从 App Store 下载 QAWeb Mobile 的免费试用版，将它与获得许可的移动查看应用程序一起在 iPad 1 和 iPad 2（Apple Inc. 公司的商标）上使用。此试用版可以提供完整的功能。

itunes.apple.com

* 已获得所有所需注册和认证的第三方应用软件，例如 FDA 510(k)。