


QAWeb Private Practice

Garanzia di qualità automatica dei display medicali negli studi privati



QAWeb Private Practice garantisce una qualità di immagine ottima e stabilizzata in tutti gli studi medici privati. Il software viene fornito gratuitamente con i display Eonis di Barco.

Facilità di utilizzo

Mentre gli amministratori IT gestiscono la garanzia di qualità per grandi imprese sanitarie, QAWeb Private Practice è stato progettato in particolare per gli ambienti medico-sanitari che non dispongono di queste risorse dedicate. Il software è estremamente intuitivo e permette aggiornamenti automatici in modo da risolvere esigenze specifiche.

Adatto per uso

Per garantire la migliore qualità di immagini, QAWeb Private Practice suggerisce automaticamente le impostazioni personalizzate per il proprio display in base al profilo dell'utilizzatore (ad es. mansione e collocazione geografica). Il software è inoltre caratterizzato da un facile strumento per ottimizzare la qualità delle immagini nel cambiare le condizioni di luce dell'ambiente.

Qualità costante delle immagini

Il sensore di costanza davanti allo schermo sui display Eonis di Barco funzionano di continuo con QAWeb Private Practice per garantire immagini costanti nel tempo. Stabilizza automaticamente l'immagine dal momento in cui si accende il display. Inoltre, QAWeb Private Practice offre un feedback istantaneo sullo stato del display.

Quali sono i motivi che spingono a scegliere QAWeb Private Practice di Barco?

- Pensato in particolare per gli operatori medico-sanitari
- Aggiornamenti automatici
- Procedura guidata per personalizzare facilmente il display
- Garanzia di qualità automatica e online
- Feedback istantaneo sullo stato del display