

MNA-110 ENC DP

디지털 작업실용 AV-to-IP 인코더(DP 입력 1개)



IP로 변환 기능

이 의료기기용 MNA 어댑터는 다음 항목을 제공합니다.

- 영상 소스에서 AV-to-IP 변환
- 수술실, 캐스랩(Cath Lab) 또는 중재실에서 최신 및 기존 비디오 소스를 완전히 연결할 수 있는 능력
- USB 연결을 통해 비디오 외 기타 트래픽 지원(예: 키보드, 마우스 및 오디오)
- 중앙 API를 통해 Barco NMS 1.0 소프트웨어를 이용한 손쉬운 통합
- 원활한 설치 및 사용의 용이성

기술 사양

MNA-110 ENC DP

일반 사양	
비디오 변환	디지털 및 아날로그 베이스밴드 비디오 신호를 비압축 IP 비디오 스트림으로 변환
처리	1920x1200p60 1개
보안	모든 비디오, 데이터 및 컨트롤 신호의 AES 128 암호화 전송
인코더 시스템	DP 입력 1개
IP 연결	10GE 광섬유 인터페이스(SFP+ 커넥터 모듈 포함)
IP 표준	AVB, IP, IGMP, IGMP 스누핑, PIM, RTP, RTCP, 802.1q, AES 128b, HTTP(s)
USB	USB OTG Type A/B USB Type A
오디오	해당 없음
규정 준수	Supporting HIPAA compliant external 12V Medical Approved PSU
전력 소비	< 30W
크기	37 mm H x152 mm W x152 mm D
인증	■ CB(IEC 60601-1) ■ CB(IEC 60950-1) ■ cUL, UL(cULus) ■ Demko ■ CE 의료 장치 Class I ■ BIS
표준	의료 장비: ■ IEC 60601-1:2005 + Am1:2012 ■ IEC 60601-1-6:2010 + Am1:2013 ■ IEC 60601-1-2:2014(ed4) ■ ANSI/AAMI ES 60601-1: A1: 2012 + C1: 2009/(R) 2012 + A2: 2010/(R) 2012 ■ CAN/CSA-C22.2 No.60601-1:14 ■ EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014 ■ EN 60601-1-6:2010 + A1:2015 ■ EN 60601-1-2:2015(ed4) ■ FCC Class B ■ ICES-001 레벨 B ITE 장비: ■ IEC 60950-1:2005 + Am1:2009 + Am2:2013 ■ EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 ■ IS 13252

작성일: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

