

MediCal QAWeb

Serviço online para controle de qualidade dos monitores PACS na empresa de saúde



O MediCal QAWeb é o primeiro serviço on-line do setor para Garantia de Qualidade de alto nível. O sistema protegido abrangente é sua garantia de máxima confiança de qualidade de imagem consistente e tempo de atividade de todos os sistemas de visores do PACS em toda a instituição. O sistema é compatível com visores de diagnóstico e clínicos da Barco e também de outros fabricantes.

- Calibração do DICOM
- Garantia de Qualidade automatizada
- gerenciamento de ativos de telas
- solução de problemas
- relatório

Por que usar o MediCal QAWeb?

- Qualidade de imagem superior com calibração e garantia de qualidade sem intervenção
- Opções de serviço flexíveis e econômicas que garantem o máximo funcionamento da estação de trabalho
- Notificação proativa em caso de problemas de qualidade
- Implementação total das diretrizes de garantia de qualidade regionais
- Distribuição de relatório padrão e geração de relatórios personalizados

Para gerentes de radiologia e administradores de PACS

- Máxima disponibilidade de todas as estações de trabalho
- Mais alta confiança de diagnóstico
- Conformidade sem esforço com padrões médicos
- Identificação ultrarrápida do problema e ações corretivas automatizadas
- Gerenciamento de ativo e controle de orçamento ideais a partir de qualquer lugar, a qualquer hora
- Controle de custos total graças aos relatórios de orçamento fáceis
- Menor custo de propriedade

Para gerentes de TI

- Serviço seguro sem preocupações para todos os monitores PACS
- Gerenciamento central com mínimo esforço
- Rápida configuração com calibração e Garantia de Qualidade automatizados
- Notificações em caso de possíveis problemas
- Maior uptime graças aos recursos remotos da sua mesa ou de qualquer lugar através da Web
- Fácil conformidade com diretrizes internacionalmente aceitas (AAPM, JCAHO, etc.)
- Relatórios mensais de atividade na sua caixa de entrada

Para tecnólogos de QA

- Controle central da calibração e Garantia de Qualidade
- Calibração sem intervenção e Garantia de Qualidade enquanto os radiologistas podem continuar a trabalhar
- Rápida identificação de problema e início imediato de ações corretivas adequadas
- Fácil de iniciar com uma política de Garantia de Qualidade
- Controle completo, sem surpresas
- Relatórios genéricos e detalhados

Para médicos

- Conformidade sem esforço com diretrizes médicas internacionalmente aceitas
- Calibração DICOM automatizada
- Gerenciamento central de todos os detalhes de calibração
- Controle de política de Garantia de Qualidade central personalizável com testes, frequências e tolerâncias específicos, entre outros.

- Relatórios históricos detalhados para análise de tendência

Para radiologistas

- 100% de confiança em seu equipamento diagnóstico
- Alto uptime através de rápida identificação de problemas e suporte remoto
- Calibração contínua
- Garantia de Qualidade transparente
- Relatórios de conformidade internacionalmente aceitos

Você já se inscreveu? Faça login no MediCal QAWeb aqui.