

Eonis 24" (MDRC-2224 WP)

采用易清洁设计的白色款24英寸病理显示器



- 用于查看临床图像的24"显示器
- 带有保证图像一致性的正面传感器
- 带有远程质量保证管理工具
- 完全密封，完全可清洁

24" 显示器集高度一致的画质、富有魅力的多功能设计和网络化质量保证于一身。白色款Eonis显示器装有前玻璃板且完全密封，极易清洗，可使用70%酒精清洁液。

整体易清洁设计

巴可Eonis显示器装有坚固耐用的玻璃板，电缆都收入罩壳内，使得在临床环境中的使用更安全在感染控制是非常重要的场合，白色Eonis是您的更佳选择。此显示器配有保护性前玻璃板,评定为IP-32前维护和后维护,使之很容易清洗,可防止污染。众多安装选项和连接进一步丰富了智能设计。

高度一致的画质

巴可Eonis显示器独特的正面浓度传感器在每次显示器开机时都会自动校正调试画质。图像的一致性使得不同病理学家间的协作更加容易。他们可在不同场合与同事讨论图像，并且知道所有人看到的绝对是相同的图像。

高度集中的质量保证

Eonis显示器可与巴可“云”MediCal QAWeb软件完美结合，在线服务可用于自动校准、质量保证和资产管理。利用广受全世界医院赞誉的MediCal QAWeb，医疗IT和管理者只需轻点按钮即可集中、远程管理各医疗机构的画质。

2014年第二季度，Eonis 24英寸将会上市。

- 位于正面的浓度传感器可自动校正调试画质
- IPS面板可确保宽视角
- MediCal QAWeb适合用于网络化质量保证、校准、资产管理，所有这些又会进一步提高Eonis超常的一致性画质

- 极易清洗，可用70%酒精清洁液（白色款）
- 坚固、防划伤的正面玻璃
- 收在罩壳内的电缆
- 医疗级认证
- Kensington锁定座孔使得Eonis在临床环境中的使用更安全
- 灵活的VESA安装件便于安装在机械臂、墙壁或小车上。
- 屏幕可以横向和竖向放置
- 顶部连接使得连接更简便安全
- 多种输入（HDMI、USB等）可确保显示器更灵活布置。