

AC-AR03

Arcos 3000 암



AC-AR03 암은 일반적인 병원 침상 환경에서 허리 높이에 설치하도록 설계되었습니다. 이 암은 월박스에 고정시킬 수 있으며 필요할 경우 침상 바깥쪽으로 쉽게 돌려 놓을 수 있습니다.

침상 터미널에 완벽

이 암은 쉽게 조작이 가능해서 터치스크린 인터페이스를 사용할 때 최적의 자세를 제공합니다. "A 프레임" 암은 특히 암에 부착된 스마트 터미널에 맞게 조정되는 맞춤 가스 스프링과 이동 메커니즘을 통합하고 있습니다.

기술 사양

AC-AR03

일반 사양	
컬러	Barco White
관절 힘 허용	< 30 N
도달	총 길이 1,745 mm
높이	높이 조정 범위: 20° ~ -55°
커버	플라스틱 커버로 캐스팅하여 의료 기준에 맞게 세척 가능
케이블 관리	케이블 설치 용이성을 극대화하는 통합 케이블 커버 케이블 전용 대형 내부 크로스 섹션
VESA	맞춤형 VESA 부착(75mm)
이동	수직 이동 시 완벽한 평행 가이드 어떤 방향으로나 쉽게 이동 암을 해체하지 않고도 쉽게 조정할 수 있는 가스 스프링
휴대 용량	1.0 -7.0 kg (터미널별로 사전 구성됨)
암 중량	히싱크 포함 시 6.5 kg, 히싱크 제외 시 6.3 kg

작성일: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

