

# QAWeb Enterprise

常にクリアな画像を提供



- いつでもどこからでもワークステーションを管理できる強力なツール
- 品質要件を満たすようにポリシーをカスタマイズする
- コンプライアンスの維持を容易化し、スマートなレポート作成機能を提供
- 確実なセキュリティと患者のプライバシー
- Barcoのすべての診断用ディスプレイおよびクリニカルレビューディスプレイで動作

QAWeb Enterpriseは少ない労力と低いコストで高い信頼性を実現し、医療機関の成長に応じた品質管理とコンプライアンスの確保を支援します。この完全に自動化された安全なシステムは、施設内および企業全体のすべてのPACSディスプレイシステムの一貫した画質と稼働時間をサポートします。