

MediCal QAWeb

Servicio en línea para un control de calidad de monitores PACS en la empresa sanitaria



MediCal QAWeb es el primer servicio en línea del sector para un control de calidad excelente. Este sistema seguro y completo garantiza la obtención de una calidad de imagen uniforme y el máximo tiempo operativo en todos los sistemas de visualización PACS de todas las instalaciones. El sistema es compatible con pantallas clínicas y de diagnóstico de Barco, y también con pantallas que no son de Barco.

- Calibración DICOM
- control de calidad automático
- gestión de las pantallas
- solución de problemas
- elaboración de informes

¿Por qué Medical QAWeb?

- Calidad de imagen superior, con calibración y control de calidad automáticos y fiables
- Opciones de servicio flexibles y rentables que garantizan un máximo tiempo de funcionamiento de los equipos
- Notificación proactiva de problemas de calidad
- Implementación perfecta de directrices de control de calidad regionales
- Informes personalizados y distribución de informes estándar

Para responsables de radiología y administradores de PACS

- Máxima disponibilidad de todas las estaciones de trabajo
- Diagnóstico de máxima fiabilidad
- Cumplimiento con las normas médicas aplicables
- Rápida identificación de problemas y corrección automática de errores
- Óptima gestión de activos y control de presupuestos desde cualquier lugar y en cualquier momento
- Total control de los costes mediante sencillos informes presupuestarios
- Menor coste de propiedad

Para administradores de TI

- Servicio seguro y sin complicaciones para todas las pantallas PACS
- Administración centralizada con mínimo esfuerzo
- Rápida configuración con la calibración y la garantía de calidad automáticas
- Notificaciones en caso de posibles problemas
- Mayor tiempo de actividad gracias a las funciones remotas desde su escritorio o desde cualquier lugar a través de la web
- Sencillo cumplimiento con las directrices internacionales aceptadas (AAPM, JCAHO, etc.)
- Informes de actividad mensual en el buzón de correo

Para técnicos de control de calidad

- Control centralizado de la calibración y la garantía de calidad
- Calibración y garantía de calidad sin necesidad de intervenir, lo que permite a los radiólogos continuar con su trabajo
- Rápida identificación de problemas y realización de acciones correctivas apropiadas
- Fácil de comenzar con una política de garantía de calidad
- Control absoluto, sin sorpresas
- Informes generales y detallados

Para radioterapeutas

- Cumplimiento sin esfuerzos con las directrices médicas aceptadas a nivel internacional
- Calibración DICOM automática
- Gestión centralizada de todos los detalles de calibración
- Control centralizado de política de garantía de calidad personalizable mediante determinadas pruebas, frecuencias, tolerancias, etc.

- Informes de historial detallados para análisis de tendencia

Para radiólogos

- Confianza absoluta en el equipo de diagnóstico
- Máximo tiempo de actividad gracias a una rápida identificación de problemas y soporte técnico remoto
- Calibración continua
- Garantía de calidad transparente
- Informes de cumplimiento de acreditación internacional

¿Ya registrado? Inicie sesión en MediCal QAWeb aquí.