

Coronis Fusion 4MP DL (MDCC-4130)

Широкоэкранная патологоанатомическая система отображения с разрешением 4 Мпикс



- Непревзойденная гибкость считывания
- Технология I-Guard для повышения точности изображений
- Автоматический контроль качества и калибровка

Coronis Fusion 4MP DL представляет собой 30-дюймовую патологоанатомическую систему отображения, которая позволяет еще больше повысить гибкость и производительность визуализации в патологии.

Улучшенное отображение

С системой Coronis Fusion 4MP DL ваши возможности безграничны. Оригинальная конструкция позволяет использовать 30-дюймовую рабочую станцию как два объединенных дисплея с разрешением 2 Мпикс или как один широкоэкранный дисплей с разрешением 4 Мпикс. Выбор за вами.

Coronis Fusion 4MP DL дает ответ на любые потребности в визуализации — как цветной, так и в оттенках серого, позволяя просматривать несколько снимков на одном экране.

Идеальный обзор под любым углом

В системе Coronis Fusion 4MP DL используется современная ЖК-технология In-Plane Switching (IPS-Pro). Эта технология обеспечивает лучшие характеристики обзора для ЖК-дисплеев и задает новые стандарты яркости и контрастности, даже при широких углах обзора.