


# Nio 5MP (MDNG-6221 Option EM)

5.8 MP乳腺X光摄影显示器



- 专为放射科和乳房X光检查而设计
- 配备直观的工作流程工具
- 前置传感器和MediCal QAWeb, 确保始终符合规范

Nio 5MP 提供很精细的医疗影像，特别是乳房 X 光检查和数字乳房三维断层摄影技术。借助于此，我们可以帮助您改善工作流程并做出更自信的诊断。

#### 不会忽略任何细节

巴可公司的Nio 5MP为2D和3D乳房X线检查提供出色的灰度图像。其高亮度和高对比度有助于辨别微小的细节，确保医师做出准确的诊断。额外的分辨率可让您将更多的图像呈现在屏幕上，以减少平移和缩放操作。

Nio 5MP 使用巴可的集成式前传感器，可与巴可的在线 MediCal QAWeb 解决方案出色配合，实现自动化质量保证和校准。QAWeb确保显示器使用寿命期间提供稳定的DICOM灰度图像。

#### 更智能地工作

通过集成的智能功能，您可以轻松地掌控和提高生产力。例如，SpotView™让您更专注于感兴趣区域，从而发现更多细节。使用DimView™，可以自动调暗辅助显示器亮度，从而提高您的阅片体验。

Nio 5MP也是那些想要倾斜桌面的放射科医师的优秀解决方案：它让您选择您喜欢的视角，并提供高度符合人体工程学的显示配置。还可以快速在Clearbase和Bluebase两种查看模式之间切换。无论是匹配图像类型还是更改阅读偏好，您都可以随时决定所需的颜色。

#### 客户尽可放心

由于采用高性能LED背光，Nio 5MP可以降低维护和运营成本。

巴可公司是唯一一家提供完整系统解决方案的公司：从显示器和控制器到工作流程工具以及通过QAWeb进行校准。在产品发布时，巴可公司广泛测试显示器与全部主要PACS应用的兼容性。