


MediCal QAWeb

医疗企业中PACS显示器的在线质量保证服务



MediCal QAWeb是本行业中第一款高品质质量保证在线服务。全面的安全系统是整个设施中所有PACS显示系统稳定图像质量和正常运行时间的保证。系统兼容巴可诊断和临床显示器及非巴可显示器。

- DICOM校准
- 自动质量保证
- 显示资产管理
- 问题解决方案
- 报告

为什么选择MediCal QAWeb?

- 具有可靠、无干预校准和质量保证的出众图像品质
- 灵活、节约成本的服务选项，保证较长的工作站正常运行时间
- 主动通知质量问题
- 无缝执行区域质量保证规定
- 标准报告分布和可定制的报告

放射学管理员和PACS管理员

- 所有工作站的上限可用性
- 可靠的诊断信心
- 轻松达到医疗标准
- 超快速问题判断和自动化修正操作
- 随时随地优化资产管理和预算控制
- 依靠简单的预算报告进行全面成本控制
- 购置成本较低

IT 管理员

- 所有PACS显示器的安全、无后顾之忧服务
- 轻松的中央管理
- 具有自动化校准和质量保证的快速设定
- 出现潜在问题时的通知
- 可以通过网络从任何地方进行操作的远程功能，支持正常运行时间
- 轻松达到国际认可的指南（AAPM、JCAHO...）
- 每个月会向您的邮箱发送活动报告

QA技术专家

- 校准和质量保证的中央控制
- 在放射科医师继续工作的同时，执行无干预校准和质量保证
- 快速问题判断并立即采用适当的解决措施
- 易于开始执行QA策略
- 全面控制，避免意外
- 通用和详细报告

物理学家

- 轻松达到国际认可的医疗指南
- 自动化DICOM校准
- 对所有校准详细信息进行中央管理
- 可定制中央QA策略控制，包括特定测试、频率、公差...
- 趋势分析的详细历史报告

放射科医师

- 对自己的诊断设备有100%的信心
- 通过快速的问题判断和远程支持，保持较长的正常运行时间
- 连续校准
- 透明QA
- 国际认可的合规报告

已经注册了？在此处登录 MediCal QAWeb。