

Nio Color 3MP LED (MDNC-3321)

Сверхъяркая патологоанатомическая система отображения с разрешением 3 Мпикс



- Патологический дисплей с разрешением 2048 x 1536
- Светодиодные технологии Varco для отображения мельчайших деталей
- Датчик на передней панели для проверки качества изображения по запросу

Nio Color 3MP LED — это 3-мегапиксельная цветная дисплейная система высокой яркости со светодиодной подсветкой, которая обеспечивает превосходное качество изображения для точного отображения патологических изображений.

Достоверная цветопередача

Оснащенный светодиодной подсветкой высокой яркости, дисплей Nio Color 3MP LED обеспечивает чрезвычайно высокую яркость и больше оттенков серого, что помогает быстрее рассмотреть самые мелкие детали. Уникальный датчик на передней панели гарантирует, что вы всегда будете видеть согласованные, устойчивые изображения.

Проверка качества изображения по запросу

Датчик на передней панели Nio Color 3MP LED, который тесно взаимодействует с сетевым решением Barco MediCal QAWeb для автоматического контроля качества и калибровки по запросу, гарантирует, что качество изображений будет стабильным долгие годы и в любой точке телепатологической сети.

Превосходное вложение средств

Благодаря использованию светодиодной подсветки с низким энергопотреблением Nio Color 3MP LED является лидером как по потребляемой мощности, так и по яркости изображения. Поскольку данный дисплей использует меньше энергии, он создает меньше тепла и требует меньшего охлаждения, что способствует снижению расходов на обслуживание и эксплуатацию. Кроме того, светодиодные подсветки обеспечивают более долгий срок службы — даже при высокой яркости, — обеспечивая хорошую отдачу от ваших инвестиций.

- Сверхъяркая и энергоэффективная светодиодная подсветка
- Точная передача цветов и оттенков серого
- Датчик на передней панели и система MediCal QAWeb для контроля качества по сети
- Высококачественная 3D-визуализация с полной поддержкой 3D, OpenGL и DirectX