


MediCal QAWeb Mobile

Visuelle Kalibrierung und QS für Ihren Tablet



- **Einsatzbereites QS- und Kalibrierungssystem**
- **Für DICOM-Bilder auf Ihrem Mobilgerät**
- **Mit integriertem Test für visuelle Zuverlässigkeit**

Schnelle Kalibrierung und Qualitätssicherung MediCal QAWeb Mobile führt eine visuelle Kalibrierung und dynamische QS auf mobilen Geräten aus. Das Ergebnis? Bilddarstellung in DICOM-Qualität und Verifizierung auf jedem mobilen Tablet.

Überall genaue Bilder QAWeb Mobile bietet medizinischen Fachkräften die genauesten Bilder und eine unerreichte Zuverlässigkeit. In Verbindung mit einer autorisierten* Anzeigeanwendung ermöglicht QAWeb Mobile sogar eine diagnostische Befundung ohne Workstation.

Schnelle Anwendungsentwicklung Dieses einsatzbereite QS- und Kalibrierungs-Tool ermöglicht Geschäftspartnern, sich auf ihre Kerngeschäfte zu konzentrieren, was Zeit und Ressourcen für die Produktentwicklung freigibt. Des Weiteren wird die Methode von QAWeb Mobile durch eine FDA Master File abgedeckt, was eine schnellere Entwicklung mobiler Anzeigeanwendungen erleichtert. Der Verweis auf die FDA Master File reduziert den regulatorischen Aufwand für eine FDA-Freigabe bedeutend.

Testen Sie es!

Laden Sie sich eine kostenlose Testversion von QAWeb Mobile aus dem App-Store herunter und nutzen Sie sie mit einer lizenzierten mobilen Darstellungsanwendung auf dem iPad 1 oder iPad 2, Markenzeichen von Apple Inc. Die Testversion bietet ein vollständige Funktionalität.

itunes.apple.com

* Eine Drittanbieter-Anwendung, die über alle erforderlichen Registrierungen und Zertifizierungen verfügt, wie z. B. FDA 510(k).