

# MediCal QAWeb

Assistenza online per garanzia di qualità dei display PACS nel settore sanitario



MediCal QAWeb è il primo servizio online del settore per la Garanzia di qualità di alto livello. Il sistema sicuro tutto incluso rappresenta per l'utente la garanzia di una qualità delle immagini e un tempo di attività costanti per tutti i sistemi di visualizzazione PACS dell'intera struttura. Il sistema è compatibile con i display per la diagnostica e per uso clinico di Barco oltre ai display non Barco.

- Calibrazione DICOM
- Garanzia di qualità automatizzata
- Gestione delle risorse di visualizzazione
- Risoluzione dei problemi
- Reportistica

## Perché MediCal QAWeb?

- Qualità dell'immagine superiore con calibrazione e QA affidabili senza intervento manuale
- Opzioni di servizio flessibili ed economiche che garantiscono i massimi tempi di attività delle workstation
- Notifica proattiva dei problemi di qualità
- Implementazione ottimale delle linee guida QA locali
- Distribuzione dei report standard e reportistica personalizzata

Per i direttori radiologici e gli amministratori PACS

- Massima disponibilità di tutte le workstation
- Massima affidabilità diagnostica
- Conformità agevole con gli standard medici
- Identificazione ultrarapida dei problemi e azioni correttive automatizzate
- Gestione ottimale delle risorse e controllo del budget da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento
- Controllo completo dei costi grazie a rendiconti finanziari di facile lettura
- Costi di proprietà più bassi

Per i responsabili IT

- Assistenza sicura e impeccabile per tutti i display PACS
- Gestione centralizzata con il minimo sforzo
- Configurazione rapida con calibrazione e QA automatici
- Notifiche in caso di possibili problemi
- Tempi di attività massimi grazie alle funzionalità remote dalla propria postazione o da qualsiasi punto nel Web
- Conformità agevole alle linee guida accettate a livello internazionale (AAPM, JCAHO e così via)
- Report mensili sulle attività inviati via posta

Per i tecnici del controllo qualità

- Controllo centrale della calibrazione e del controllo qualità
- Calibrazione e controllo della qualità senza l'intervento dei radiologi che possono continuare a svolgere il loro lavoro
- Identificazione rapida dei problemi e avvio tempestivo delle azioni correttive appropriate
- Avvio agevole di una politica QA
- Controllo completo, senza sorprese
- Report generici e dettagliati

Per i tecnici di laboratorio

- Conformità agevole alle linee guida mediche accettate a livello internazionale
- Calibrazione DICOM automatizzata
- Gestione centralizzata di tutti i dettagli di calibrazione
- Controllo centrale della politica QA personalizzabile con test, frequenze, tolleranze e così via

- Report cronologici dettagliati per l'analisi delle tendenze

Per i radiologi

- 100% di fiducia nelle apparecchiature diagnostiche
- Massimi tempi di attività grazie all'identificazione rapida dei problemi e al supporto remoto
- Calibrazione continua
- QA trasparente
- Report di conformità accettati a livello internazionale

Già registrato? Accedi a MediCal QAWeb qui.