


MediCal QAWeb Mobile

Calibrazione visiva e QA per tablet



- Sistema QA e calibrazione pronto all'uso
- Per le immagini DICOM sul tuo dispositivo mobile
- Con test di affidabilità visiva integrato

Rapida calibrazione e garanzia di qualità MediCal QAWeb Mobile esegue la calibrazione visiva e il QA dinamico su dispositivi portatili. Il risultato? Rappresentazione e verifica delle immagini con qualità DICOM su qualsiasi tablet portatile.

Immagini accurate ovunque QAWeb Mobile offre ai professionisti medici le immagini più accurate e un livello di affidabilità senza pari. Se utilizzato con un'applicazione per visualizzazione autorizzata*, QAWeb Mobile consente anche la lettura diagnostica nel caso non sia disponibile una workstation.

Rapido sviluppo delle applicazioni Questo strumento pronto all'uso per calibrazione e QA consente ai partner commerciali di concentrarsi sulle loro attività principali, liberando tempo e risorse per lo sviluppo dei prodotti. Inoltre, la metodologia di QAWeb Mobile è coperta da un master file della FDA, che facilita un più rapido sviluppo delle applicazioni di visualizzazione per dispositivi portatili. Se si fa riferimento al master file della FDA si ridurrà significativamente lo sforzo normativo per l'autorizzazione da parte della FDA.

Provatelo!

Scarica una versione di prova gratuita di QAWeb Mobile dall'App Store e utilizzatela con un'applicazione per la visualizzazione "mobile" autorizzata su iPad 1 e iPad 2, marchi registrati di Apple Inc. Questa versione di prova è perfettamente funzionante.

itunes.apple.com

* Applicazione di terzi che ha ottenuto tutte le registrazioni e le certificazioni necessarie, come la FDA 510(k).