

CliniScape (MTCP-0110)

10-inch ruggedized mobile clinical assistant



Product specificaties

CLINISCAPE (MTCP-0110)

General specifications	
CPU	Intel® Core™ Solo
CPU-snelheid	1.2 GHz
RAM-grootte	2 GB DDR2 SDRAM
Capaciteit batterij	3900 mAh
Harde schijf	80 GB
Besturingssysteem	Microsoft® Genuine Windows® operating system
Technologie	Transmissive TFT LCD
Actief scherm (diagonaal)	264 mm (10.4")
Breedte actief scherm	210.4 mm (8.28")
Hoogte actief scherm	157.8 mm (6.21")
Beeldkleur	Yes
Grijsbeeldvorming	No
Resolutie	XGA (1024 x 768)
Luminantie	160 cd/m2 (typical)
Aanraakscherm	Pen-sensitive digitizer type
Contrast	250:1 (typical)
Afmetingen	265 x 250 x 29.5 mm (10.4 x 9.8 x 1.2") (W x H x D) Depth including handle: 78 mm (3.1")
Gewicht	1.8 Kg (4 lbs) Approx.
Goedkeuringen	EN / IEC 60950-1, UL 60950-1 EN / IEC 60601-1 CAN/CSA-C22.2 No.691.1-M90 FCC CFR 47 P.15 Sub B -Class B EN 55022 / CISPR 22 -Class B EN 55024 EN / IEC 60601-1-2 EN 55011/ CISPR11 -Class B FCC CFR 47 P.15 Sub C RSS-210, SAR, IC ID C-UL-US, CE, DEMKO, FCC
Bedrijfstemperatuur	0 to +35°C (32 to 95°F)
Omgevingslichtcompensatie (OLC)	No
Uniform Luminance Technology (ULT)	No
Optionele configuraties	2D Barcode imager
Opties	• Docking station • VESA mounting adapter • Stylus pen kit • Spare battery • Spare fan cartridge

Laatst bijgewerkt: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

