

MediCal QAWeb

Service en ligne sécurisé proposant une assurance qualité des écrans PACS utilisés dans les établissements de santé



MediCal QAWeb est le premier service en ligne du secteur proposant une assurance qualité de haut niveau. Le système sécurisé intégré constitue votre garantie pour une qualité d'image cohérente et un taux de disponibilité optimal de l'ensemble des systèmes d'affichage PACS dans l'ensemble de l'établissement. Le système est compatible avec les écrans de diagnostic et cliniques mais aussi avec les écrans de marque autre que Barco.

- Étalonnage DICOM
- Assurance qualité automatisée
- Gestion des équipements d'affichage
- Résolution des problèmes
- Génération de rapports

Pourquoi choisir Medical QAWeb ?

- Qualité d'image supérieure, associée à un étalonnage et à une assurance qualité fiables, ne nécessitant aucune intervention
- Options de services flexibles, répondant au souci de maîtriser les coûts et garantissant une disponibilité maximale des stations de travail
- Notification proactive des problèmes de qualité
- Mise en œuvre transparente des recommandations régionales en matière d'assurance qualité

- Distribution des rapports standard et génération des rapports personnalisable

Destiné aux responsables de la radiologie et aux administrateurs PACS

- Disponibilité maximale de toutes les stations de travail
- La plus grande fiabilité de diagnostic
- Conformité aux normes médicales sans contrainte
- Identification du problème ultra-rapide et actions correctives automatisées
- Gestion des actifs optimale et contrôle budgétaire en tout lieu, à tout moment
- Contrôle des coûts grâce à des rapports budgétaires établis facilement
- Coût de possession le plus faible

Destiné aux responsables informatiques

- Service sécurisé, sans contrainte pour l'ensemble des écrans PACS
- Gestion centralisée demandant un effort minimal
- Configuration rapide incluant l'étalonnage automatisé et l'assurance qualité
- Avertissements en cas de problème éventuel
- Le taux de disponibilité le plus élevé grâce aux fonctionnalités de commande à distance à partir de votre bureau ou de tout point au travers du web
- Conformité aisée avec les recommandations acceptées internationalement (AAPM, JCAHO, ...)
- Rapports d'activité mensuels dans votre boîte aux lettres

Destiné aux techniciens en charge de l'assurance qualité

- Contrôle centralisé de l'étalonnage et de l'assurance qualité
- Étalonnage et assurance qualité ne nécessitant aucune intervention tandis que les radiologues poursuivent leur travail
- Identification rapide des problèmes et lancement des actions correctives appropriées dans un délai très court
- Facile à mettre en place dans le cadre d'une politique d'assurance qualité
- Contrôle total, aucune surprise
- Rapports généraux et détaillés

Destiné aux radiophysiciens

- Conformité sans effort avec les recommandations acceptées internationalement
- Étalonnage DICOM automatisé

- Gestion centralisée de tous les détails de l'étalonnage
- Contrôle centralisé de la politique d'assurance qualité personnalisable par le biais de tests, de fréquences, de tolérances spécifiques, ...
- Historiques détaillés pour l'analyse des tendances

Destiné aux radiologues

- Confiance complète dans votre équipement de diagnostic
- Le taux de disponibilité le plus élevé grâce à l'identification rapide des problèmes et à l'assistance à distance
- Étalonnage continu
- Assurance qualité transparente
- Rapports de conformité acceptés internationalement

Déjà inscrit ? Connectez-vous à MediCal QAWeb ici.