

# QAWeb Private Practice

Automatische Qualitätssicherung medizinischer Displays in Privatpraxen



QAWeb Private Practice garantiert eine optimale und stabilisierte Bildqualität in jeder privaten Praxis. Barcos Eonis-Displays sind bereits werkseitig (kostenlos) mit der Software ausgestattet.

## Benutzerfreundlichkeit

Während IT-Administratoren die Qualitätssicherung für große Unternehmen des Gesundheitswesens übernehmen, wurde QAWeb Private Practice eigens für Situationen im Gesundheitswesen entwickelt, in denen diese speziellen Ressourcen nicht vorhanden sind. Die Software ist extrem intuitiv und ermöglicht automatische Software-Updates für Ihre speziellen Anforderungen.

## Bereit für den Einsatz

Um die beste Bildqualität sicherzustellen, schlägt QAWeb Private Practice automatische personalisierte Einstellungen für Ihr Display auf Grundlage Ihres Benutzerprofils vor (d. h. Tätigkeit und geografische Lage). Die Software bietet auch ein benutzerfreundliches Tool, um die Bildqualität in sich ändernden Umgebungslichtbedingungen zu optimieren.

## Einheitliche Bildqualität

Der Konstanzsensor an der Vorderseite des Bildschirms der Eonis-Displays von Barco arbeitet nahtlos mit QAWeb Private Practice, um einheitliche Bilder über Zeit sicherzustellen. Das Bild wird automatisch ab dem Moment stabilisiert, in dem das Display eingeschaltet wird. QAWeb Private Practice bietet Ihnen außerdem sofortige Rückmeldungen zum Status des Displays.

## Warum Sie Barcos QAWeb Private Practice lieben werden:

- Speziell im Hinblick auf Profis im Gesundheitswesen konzipiert
- Automatische Updates
- Assistent für die einfache Personalisierung des Displays
- Automatische und Online-Qualitätssicherung
- Sofortige Rückmeldung zum Displaystatus