

ST-185B

人間工学に基づく 18.5 インチのスマートターミナル、病室用



- 病室における患者のインフォメーションを重視した設計
- 近代的でスリム感のある 18.5 インチ
- ファンレス、ノイズレス、医療グレード設計

Designed from the ground up

The ST-185B is part of the first complete system for interactive patient care. This bedside terminal has been designed from the ground up to ensure perfect operation with the AC-AR05 arm. It has been built with advanced materials (aluminum) and features modern, slim-line aesthetics, making it the most innovative system on the market. The 18.5" Smart Terminal features superb ergonomics and benefits for every stakeholder:

If you're a clinician: Access electronic medical records (EMR) quickly and efficiently, thanks to: -an innovative 'tilt' function to put the screen in the perfect typing position (no separate keyboard required) -industry-leading digital access technology (via HID Dual Frequency RFID readers)

If you're an integrator: Reduce cost of installation thanks to: -a unique locking pin in the mounting arm -a quick docking connection to the terminal

If you're a patient: -rotate the screen for more comfort or tilt it to view it when lying down

Fit for clinical use

Barco's ST-185B Smart Terminal is fanless and constructed with antibacterial materials. Combined with its wipe-down design, it is easy to clean and disinfect, which helps to control the spread of infections. It has been specifically developed for use in a medical environment, complying with both EU and US medical safety standards.

Why you'll love Barco's Smart Terminals

- Smart Terminals are extremely reliable - with a failure rate of less than 0.3%
- Hardware,

- Hardware, software and accessories are designed to work together to ensure 100% integration
- Smart Terminals are available with screen sizes ranging from 15" to 18.5"
- Barco is a leader in interactive patient care with more than 100,000 Smart Terminals used worldwide.

More than a TV...

The Smart Terminals are an integral part of Barco's CareConnex solution for interactive patient care. CareConnex offers a wide variety of services, such as TV, radio, films, games, meal ordering, feedback surveys and nurse service calls.

CareConnex improves patient well-being, comfort, and satisfaction while providing clinicians with secure access to electronic medical records (EMR), patient archiving and communication systems (PACS), and the hospital information system (HIS) -all at the patient bedside.

Barco の 18.5 インチスマートターミナルの特長:

- 二重周波数、物理的およびデジタルによるアクセスコントロールリーダー
- AC-AR05 アームを使用して独自の傾斜機能を実現
- モジュールが埋め込まれた超低電圧のPCプラットフォーム
- ファンのない、音の静かな設計
- ワイヤレス接続
- アドバンスドTFT/タッチスクリーンユーザーインターフェース
- 防水・防塵デザイン
- LED警告インジケーター
- 高度抗菌性・難燃性ケース材質
- 幅広いオプション

技術仕様**ST-185B****一般仕様**

ディスプレイ	18.5 インチ WXGA (1366 x 768)
バックライト	LED
CPU	Intel Atom Cedar Trail D2550 -1.86 GHz
システムチップセット	Intel NM10
BIOS	AMI 16M ビット SPI UEFI BIOS
容量	オプションの HDD:320 GB または オプションの SSD:8、16、または 32 GB
システム・メモリ	DDR3 1066 2 GB オプション:4 GB
オペレーティング・システム	Linux Windows® 7 内蔵
接続性	LAN (x1) USB 2.0 (x4) ヘッドフォン・ジャック (x2) ハンドセット・コネクタ VGA-out
ユーザー・インターフェース	5 線抵抗性タッチスクリーン オンスクリーン・キーボード オン/オフ・スイッチ LED コール警告ライト
Webcam	統合済み、プライバシー・シャッター装備 HD720P
オーディオ	2 オフ 2 ワット・インテグラル・スピーカー 内蔵マイクロフォン 警告/着信音
医療環境における留意事項	抗菌コーティング ファンレス冷却
証明書	EN/UL60601, EN60950, FCC-Class A, CE
カラー	バルコ・ホワイト
寸法	478 x 331 x 55.5 mm (ヒンジおよびハンドセットは含まない)
重量	5.5 kg
アクセサリ	
アナログ・ハンドセット	標準
Smart Card Reader	標準
デュアル周波数 RFID リーダー	標準
WiFi	オプション Mini PCe 802.11b/g/n ワイヤレス LAN モジュール (内部)
Bluetooth	オプション USB Bluetooth モジュール (内蔵)
USB TV チューナーモジュール	オプション:ATSC または DVB (壁掛式台座内)

生成日:08 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。