

QAWeb Private Practice

个体服务中医疗显示器的自动化质量保证



QAWeb Private Practice在每一次的个体服务中都可保证理想、稳定的图像质量。对巴可公司的Eonis显示屏，软件即取即用（免费）。

便于使用

虽然有IT管理员在管理大型医疗保健企业的质量保证，QAWeb Private Practice专门设计用于不具备这些专用资源的医疗环境。该软件非常直观，允许自动软件更新，以解决您的特定需求。

适合任何用途

为了确保最佳的图像质量，QAWeb Private Practice会根据您的用户配置文件（即职业和地理位置）对您的显示屏自动提出个性化设置建议。该软件还具有一个易于使用的工具，在不断变化的环境光线条件下优化图像质量。

高度一致的画质

巴可Eonis显示屏上的屏幕前一致性传感器可与QAWeb Private Practice无缝结合，以长时间确保图像一致性。可在打开显示屏的那一刻起开始自动稳定图像。而且，QAWeb Private Practice可向您提供有关显示屏状态的即时反馈。

为什么会青睐巴可公司的QAWeb Private Practice:

- 专为医疗保健专业人士设计
- 自动更新
- 轻松个性化显示器的向导
- 自动化在线质量保证
- 显示器状态的即时反馈