


# Eonis Color 8MP (MDRC-8132)\*

Klinisches 32-Zoll-Display zur Anzeige medizinischer Bilder und klinischer Informationen



- 32-Zoll-Display zum Anzeigen von Krankenakten
- 8MP Bildschirmauflösung
- Frontsensor für konsistente Bilddarstellung
- Tools zur Remote-QS-Verwaltung
- Integrierte Multimedia-Funktionalitäten
- Pathologie-Einstellung für eine genaue Darstellung ganzer Objektträgerbilder

Eonis 8MP ist ein 32-Zoll-Display, das speziell für Gesundheitsspezialisten entwickelt wurde. Es vereint eine gleichbleibend hohe Bildqualität und ein attraktives, vielseitiges Design mit zentraler Qualitätssicherung. Es enthält außerdem integrierte Multimedia-Funktionen für eine einfache virtuelle Zusammenarbeit.

## Hohe Bildqualität

Eonis 8MP bietet Ihnen eine Bildschirmauflösung von 8 Megapixeln, die höchste in unserer Eonis-Reihe. Dies macht es zur idealen Wahl für medizinisches Fachpersonal, das Zweitmeinungen, Notfall- oder Traumaaburteilungen oder Weiterleitungen einholt, bei denen es sich nicht um Primär Diagnosen handelt. Darüber hinaus verfügt das Display über einen innovativen Konsistenzsensor an der Vorderseite, der die Bildqualität bei jedem Einschalten nahtlos anpasst. Die SteadyColor-Technologie garantiert konsistente und präzise Farben.


Darüber hinaus verfügt Eonis 8MP über eine Pathologieeinstellung, die die sRGB-Farbkalibrierung auslöst, was zu hervorragenden Bildern mit präziser Farbdarstellung führt.

## Virtuelle Zusammenarbeit war noch nie so einfach

Der Eonis 8MP erweitert seine Fähigkeiten über seine Kernfunktionen hinaus durch die Bereitstellung von Multimedia-Funktionen. Diese optimieren die krankenhauserne und virtuelle Kommunikation zwischen Gesundheitsdienstleistern, indem sie die Diskussion über die Krankengeschichte eines Patienten, elektronische Krankenakten und klinische Bilder erleichtern.

- Integrierte Kamera, Mikrofon und Lautsprecher
- Konsistente Bilder und zentrale Qualitätssicherung

- KVM für nahtlosen Wechsel zwischen Workstations



Diese Funktionen fördern eine effektive Kommunikation zwischen Standorten und klinischen Disziplinen und machen Eonis 8MP auch zu einem hervorragenden Werkzeug für Telekonsultationen mit Patienten.

### Zentralisierte Qualitätssicherung

Eonis-Monitore werden mit der cloudbasierten QAWeb Enterprise Software von Barco gebündelt, einer Online-Plattform für automatisierte Kalibrierung, Qualitätssicherung und Asset-Management. QAWeb Enterprise wird in Krankenhäusern auf der ganzen Welt geschätzt und ermöglicht es IT- und PACS-Administratoren im Gesundheitswesen, die Bildqualität in der gesamten Gesundheitsorganisation zentral und per Knopfdruck aus der Ferne zu verwalten.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Barco-Vertreter oder -Händler in Ihrem Land oder Gebiet, um die Verfügbarkeit zu bestätigen. Ein Verweis auf ein Produkt oder eine Dienstleistung auf dieser Website bedeutet nicht, dass dieses Produkt an Ihrem Standort verfügbar ist oder sein wird.

\* Dieses Produkt ist derzeit nicht für den kommerziellen Vertrieb zugelassen. Es wartet auf die CE-Kennzeichnung in Europa, aber auch auf die Produktregistrierung in mehreren anderen Ländern weltweit. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Barco-Vertreter.

**Technische Daten****EONIS COLOR 8MP (MDRC-8132)\***

Allgemeine technische Daten	
Bildschirmtechnologie	IPS
Aktive Bildschirmgröße (diagonal)	812,80 mm
Aktive Bildschirmgröße (H x V)	708,48 x 398,52 mm (27,9 x 15,7 Zoll)
Bildseitenverhältnis (H:V)	16:9
Auflösung	8 MP (3840 x 2160 Pixel bei 60 Hz)
Pixelpitch	0,1845 mm
Farb-Bildgebung	Ja
Graustufen-Bildgebung	Ja
Bittiefe	30 Bit
Sichtwinkel (H, V)	170°
Pathology Setting	Ja
Color gamut NTSC	80.3%
Color gamut sRGB	112%
sRGB Delta E2000 (typical)	< 3 (average) < 5 (maximum)
RapidFrame	Ja
Umgebungslichtvoreinstellungen	Ja, Befundraumauswahl
Sensor an der Vorderseite	Ja, Beständigkeitssensor
Maximale Luminanz (paneltypisch)	500 cd/m <sup>2</sup>
DICOM-kalibrierte Leuchtstärke	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis (paneltypisch)	1000:1
Reaktionszeit ((Tr + Tf)/2) (typisch)	9,8 ms
Gehäusefarbe	Schwarz (RAL 9004) / Weiß (RAL 9003)
Videoeingangssignale	2x DisplayPort
Videoausgangssignale	1x DisplayPort (MST)
USB-Anschlüsse	2x USB-B 2.0 upstream (endpoint) 5x USB-A 2.0 downstream (of which 1 charge port)
KVM switch	Ja
Nennleistung	24 V DC, 8,3 A
Stromversorgungsanforderungen	Dieses Gerät darf nur mit dem für medizinische Zwecke zugelassenen Netzteil von Adapter Tech., Typ ATM200T-P240, betrieben werden: ■ Eingang: 100–240 VAC, 50–60 Hz, 2,5–0,9 A ■ Ausgang: 24 Vdc, 8,3 A
Stromverbrauch	45,5 W (nominal) < 0,35 W (Ruhezustand) < 0,35 W (ausgeschaltet)
Abmessungen samt Ständer (B x H x T)	743 x 518–618 x 238 mm
Abmessungen ohne Ständer (B x H x T)	743 x 459 x 63 mm
Abmessungen, verpackt (B x H x T)	898 x 752 x 358 mm
Nettogewicht mit Ständer	13 kg
Nettogewicht ohne Ständer	8,4 kg
Nettogewicht mit Verpackung	21 kg (ohne optionales Zubehör)

**Technische Daten****EONIS COLOR 8MP (MDRC-8132)\***

Neigung	-5° bis +25°
Drehung	-30° bis 30°
Schwenkung	N/A
Höhenanpassungsbereich	100 mm
Halterungsstandard	VESA (100 mm)
Bildschirmsschutz	Nicht verfügbar
Empfohlene Modalitäten	Alle digitalen Bilder, außer der digitalen Mammographie.
Zertifizierungen	ALL PENDING CE (Medical Device) FDA Class I, 510(k) exempt CCC (China), KC (Korea), INMETRO (Brasil), BIS (India), EAC (Russia), UKCA (UK) Safety specific: IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009+A12:2011+A2:2013 IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 IEC 60601-1:2005+A1:2012+A2:2020 EN 60601-1:2006+A1:2013+A12:2014+A2:2021 ANSI/AAMI ES 60601-1:2005+A1:2012+A2:2021 CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:2014 (Reaffirmed 2022) EMI specific: IEC 60601-1-2:2014+A1:2020 (Ed.4.1) EN 60601-1-2:2015+A1:2021 (Ed.4.1) FCC part 15 Class B ICES-001 Level B VCCI (Japan) Environmental: China Energy Label, EU RoHS, China RoHS, REACH, Canada Health, WEEE, Packaging Directive
Geliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch Faltblatt zur Schnellinstallation Dokumentations-CD Systemblatt Videokabel Netzkabel USB-Kabel Externer Netzadapter
Optionales Zubehör	Display-Controller Touchpad
QS-Software	QAWeb Enterprise
Gewährleistung	3 Jahre
Betriebstemperatur	0 °C bis 35 °C (20 °C bis 30 °C innerhalb der technischen Vorgaben)
Lagerungstemperatur	-20°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	8 -80 % (nicht kondensierend)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 -85 % (nicht kondensierend)
Betriebsdruck	70 kPa
Speicherdruck	50 bis 106 kPa

**Generiert am: 17 Apr 2024**

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).