


GC-OBJEKTIV (1,02–1,36 : 1)



Technische Daten**GC-OBJEKTIV (1,02–1,36 : 1)****Allgemeine technische Daten**

Objektivtyp	GC-OBJEKTIV (1,02–1,36 : 1)
Brennweite	1,02 -1,36 : 1
Funktionsfähiger F/#	2 (breit) -2,3 (tele)
Zoomverhältnis	1,33x
Feste Brennweite	21,5-28,7 mm
Brennweitenbereich	50° -500°
Projektionsabstand	1,10 -14,65 m
Gewicht	Netto: 2 kg Brutto: 4,9 kg
Motorisierter Zoom	Ja
Motorisierter Fokus	Ja
Notizen	(*) Dieses Objektiv unterstützt nicht die Objektivspeicherfunktion des G100.

Generiert am: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.