

# EssentialCare pour l'imagerie diagnostique

Protégez votre efficacité clinique



- **Garantissez la qualité et la conformité de vos écrans**
- **Bénéficiez d'un support proactif basé sur les données**
- **Évitez les temps d'arrêt avec des remplacements à l'avance**

Les établissements de soins de santé étant de plus en plus sollicités actuellement, la productivité des médecins est essentielle. Notre programme EssentialCare pour les écrans de diagnostic est conçu pour optimiser vos investissements et assurer l'efficacité clinique.

EssentialCare vous aide à réduire les risques associés aux temps d'indisponibilité non programmés, aux frais non prévus et à la technologie obsolète. Sérénité absolue :

- Assistance prioritaire (avec un délai de réponse de 4 heures max.)
- Échanges le jour ouvrable suivant
- Transport aller-retour inclus

Maximisez la disponibilité de vos systèmes d'affichage de diagnostic et optimisez la durée de vie de votre investissement d'affichage !

### **ExtendedCare : prolongez également la durée de vie de votre écran**

Ajoutez également ExtendedCare à votre plan de service et prolongez la durée de vie de votre écran :

- Prolongez la garantie de vos produits de 5 à 7 ans
- Évitez les temps d'arrêt ou les dépenses imprévues
- Comptez sur un support technique continu

Certaines offres de services peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des services dans votre pays, veuillez contacter votre représentant commercial Barco