

診断用イメージング向けエッセ ンシャルケア

診療の効率を維持するサポートサービス



- ディスプレイの品質とコンプライアンスを保証する
- プロアクティブなデータ活用型のサポートを提供
- 事前交換でダウンタイムを回避

近年、医療機関に対する要求は高まっており、医師の生産性を維持することが重要となっています。診断用ディスプレイ向けエッセンシャルケアプログラムは、投資を最適化し、診療の効率を保証するために設計されたサポートプログラムです。

EssentialCareは、想定外のダウンタイム、予算外のコスト、旧来型のテクノロジーの使用に起因するリスクの軽減に役立ちます。保証内容には以下が含まれます。

- 優先サポート（応答時間は最大4時間）
- 最短翌営業日での代替対応
- 往復の輸送費込み

診断用ディスプレイシステムのアップタイムを最大化し、ディスプレイへの投資を最適化します。

エクステンデッドケア：ディスプレイ耐用年数の延長をプラス

エクステンデッドケアをサービスプランに追加することで、ディスプレイの耐用年数を延長することができます。

- 製品の保証期間を5年から7年に延長します
- ダウンタイムや計画外のコストの発生を防止
- 継続的なテクニカルサポートを提供

国または地域によって一部のサービスがご利用いただけない場合があります。お客様がお住まいの国または地域におけるサービスの提供範囲については、Barcoの営業担当者までお問い合わせください。