

Demetra

多合一皮肤成像平台



- 改善皮肤科医生的工作流程
- 提供明智的洞察力
- 每个人都能负担得起，都能使用得到

巴可 Demetra™ 为皮肤科医生提供了一种更智能的皮肤检查方法。Demetra 结合了高质量的数字皮肤镜和出色的智能软件平台，可帮助皮肤科医生更智能，更快捷地工作。

更注重细节，改善可视性

皮血管镜配备两个集成8MP摄像头。这意味着只要使用一种设备且无需切换镜头就可以拍摄多谱皮肤镜图像以及特写或临床概览图。

智能工作流程工具

Demetra允许流畅地在人体模型或临床概览图上映射皮肤病灶，用以进行顺利的跟进。您还可以通过易于使用的比较工具跟踪皮肤病灶的发展。

自动洞察力

在高品质多谱影像的基础上，Demetra创建了皮肤参数图（如血液对比和色素对比图）来帮助揭示难以发现的部分。还提供真正罕有的功能，使皮肤镜详细的检测得以自动化，并依赖于计算机辅助 ABCD 评分。由此，您可以充满信心地作出决策。

按需付费

Demetra作为一种服务提供，只需要较少的预付投资。这意味着，您只需缴纳月费，便可使用所需的所有功能。价格涵盖的内容包括使用新功能、获得专项支持，以及软硬件的定期更新。专业的解决方案！

本产品目前仅在比荷卢经济联盟供应。