


SlideRightQA

人工智能驱动的数字病理学质量保证



- 自动检测幻灯片扫描质量
(包括边缘情况)
- 具有直观界面的集中式仪表板
- 专为病理质检人员设计的软件解决方案，不依赖于特定供应商
- 优化工作流程效率<p>· 缩短周转时间
- 缩短周转时间
· 减少人工审核时间
- 减少人工审核时间
· 资源优化
- 资源优化
· 最大限度地减少返工费用
- 最大限度地减少返工费用

在数字病理学工作流程中削减成本，而不是偷工减料

SlideRightQA 通过自动执行整个幻灯片图像的质量审查，支持数字病理实验室的持续流程改进。

人工智能软件可以识别失焦和遗漏组织等问题，确保只有最高质量的图像才能进入病理学家的队列。这有助于您缩短周转时间并降低成本和减少延误。

通过消除对每张整个幻灯片图像进行手动质量和合规性审查的需要，SlideRightQA 可帮助您简化工作流程、提高效率并节省时间和金钱！